



DiverseyTM

TASKI[®] Sani 4 u 1 Plus

Sredstvo za čišćenje, uklanjanje kamenca, dezinfekciju i dezodoriranje toaleta u SmartDose[®] boci

Opis

Sredstvo za čišćenje, uklanjanje kamenca, dezinfekciju i dezodoriranje za sve tvrde površine u toaletu koje su otporne na kiseline

Ključna svojstva

- Formula bazirana na kiselini
- Čisti, uklanja kamenac, dezinficira i dezodorira u jednom koraku
- Učinkovito protiv širokog spektra mikroorganizama, uključujući E coli, Salmonellu i gripu
- Jedinstvena patentirana tehnologija neutralizacije mirisa (O.N.T.)

Prednosti

- Odlično čisti, djeluje u širokom spektru tvrdoće vode
- Umanjuje broj proizvoda koji se koriste u toaletu
- Odlična higijena, umanjuje rizik od unakrsne kontaminacije
- Ostavlja ugodan i osvježavajući miris

Upute za korištenje

TASKI Sani 4 u 1 Plus dolazi u SmartDose dozirnom sistemu za jednostavno i kontrolirano doziranje sredstva u sprej bočicu ili kantu.


Doziranje:

FIDI norma: Primjena prskanjem: Bočicu od 500 ml s prskalicom napunite vodom. Žuti čep okrenite na poziciju za bočice, povucite prema gore i do kraja pritisnite dolje kako biste usuli 1x10ml (2%) u bočicu s prskalicom. Pričvrstite prskalicu i nježno protresite bočicu. **Primjena uz pomoć kante:** Napunite kantu vodom. Žuti čep okrenite na poziciju kante, povucite gore, a potom pritisnite prema dolje do kraja. Na taj način istisnut ćete dozu od 1x70ml na 3.5L vode (2%).

Medicinska norma: Primjena prskanjem: Napunite sprej bočicu sa 667ml vode. Žuti čep okrenite na poziciju za bočice, povucite prema gore i pritisnite do kraja dva puta da biste istisnuli dozu od 2x10ml (3%) u bočicu. Pričvrstite prskalicu i nježno protresite bočicu. **Čišćenje uz pomoć kante:** Počnite puniti kantu vodom. Žuti čep okrenite na poziciju za kantu; povucite čep gore i do kraja dva puta kako biste istisnuli dozu od 2x70ml na 4.66L vode (3%).

Korištenje:

1. **Metoda čišćenja prskanjem:** Naprskajte rastvor na vlažnu krpu i prebrišite površinu. Ostavite da djeluje u potrebnom kontaktnom vremenu u skladu s mikrobiološkim podacima. Uz pomoć spužve uklonite tvrdokorne mrlje. Krpu redovno isperite ili zamijenite.
2. **Metoda čišćenja uz pomoć kante:** Nanesite rastvor krpom/spužvom ili mopom i prebrišite površinu. Ostavite da djeluje u kontaktnom vremenu navedenom u mikrobiološkim podacima. Spužvom uklonite tvrdokorne mrlje.



© A.I.S.E.

**Ova doza u skladu je s optimalnim uvjetima, preporuke mogu varirati, molimo konzultirajte se sa svojim Diversey predstavnikom za upute.*



TASKI®

Sani 4 in 1 Plus

Tehnički podaci:

Izgled: Prozirna crvena tekućina

pH vrijednost (nerazrijeđeno): < 2

pH vrijednost (u upotrebi): < 2

Relativna gustoća (20°C): $\approx 1.093 \text{ g/cm}^3$

Gore navedeni podaci tipični su za normalnu proizvodnju i ne smatraju se specifikacijom.

Informacije o sigurnom rukovanju i skladištenju

Kompletan vodič o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda dostupan je u posebnom sigurnosno-tehničkom listu; sds.diversey.com. Čuvajte u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura. Samo za profesionalne korisnike/specijaliste.

Kompatibilnost proizvoda

Nemojte miješati s drugim proizvodima. Nemojte koristiti na površinama osjetljivima na vodu ili kiseline. Dovoljno namočite fuge vodom prije korištenja. Provjerite kompatibilnost materijala na maloj skrivenoj površini prije korištenja.

Mikrobiološki podaci

FIDI norma (Preporučena koncentracija 2%):

EN 1276 baktericidno - 1.50% / 5 min / prljavi uvjeti

EN13697 baktericidno - 1.75% / 5 min / prljavi uvjeti

EN1650 uništava gljivice - 2.00% / 15 min / prljavi uvjeti

EN13697 uništava gljivice - 2.00% / 5 min / prljavi uvjeti

Medical Norm (Recommended concentration 3%):

EN13727 baktericidno - 1,75% / 5 min / prljavi uvjeti

EN13697 baktericidno - 2.00% / 5 min / prljavi uvjeti

EN13624 uništava gljivice - 3.00% / 15 min / prljavi uvjeti

EN13697 uništava gljivice - 2.25% / 5 min / prljavi uvjeti

EN14476 virucidno (virusi s ovojnicom) - 1.00% / 1 min / čisti uvjeti

EN14476 virucidno (virusi s ovojnicom) - 1.00% / 1 min / prljavi uvjeti

prEN16777 virucidno (virusi s ovojnicom) - 1.00% / 5 min / čisti uvjeti

prEN16777 virucidno (virusi s ovojnicom) - 1.50% / 5 min / prljavi uvjeti

Informacije o okolišu

Površinski aktivne tvari korištene u ovom proizvodu su biorazgradive u skladu sa zahtjevima EU regulative o deterdžentima EC 648/2004.

Dostupna pakiranja

TASKI Sani 4 u 1 Plus je dostupan u dozirnoj boci SmartDose, od 1.4L. Također su dostupne prazne bočice i odgovarajuće prskalice.

Diversey Polska Sp. z o.o.

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134

tel. 22 161 17 00, fax 22 161 17 01

REGON: 011112549, NIP: 522-010-03-44

BDO 000055203

21.10.2021 *Selinski*

www.diversey.com

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. K01219 en 02/20