



Soft Care MED

H5

Hidroalkoholni gel za higijenski tretman i kiruršku dezinfekciju ruku

Opis

Soft Care MED je hidroalkoholna otopina u obliku gela, namijenjena za brzu dezinfekciju čistih, suhih ruku.

Soft Care MED preporučuje se za upotrebu u zdravstvenom sektoru, ugostiteljstvu i prehrambena industrija te općenito za sve osobe koje trebaju redovito dezinficirati ruke.

Osobine

Soft Care MED je antiseptik u obliku gela za dezinfekciju baziran na alkoholnoj smjesi što ga čini efikasnim dezinficijensom posebno protiv mikroorganizama kao što su bakterije, gljivice i virusi.

Prednosti

- Posebno djelotvorno dezinfekcijsko djelovanje
- Pogodno za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku
- Ušteda vremena i praktičnost: bez ispiranja i sušenja
- Ne sadrži mirise i boje pa se može koristiti u svim prehrambenim sektorima
- Sadrži hidratantna sredstva koja sprječavaju suhoću i iritacije kože

Uputstvo za upotrebu

a) Higijenska dezinfekcija:

1. Nanesite 5 ml Soft Care MED na čiste i suhe dlanove ruku.
2. Raširite proizvod po dlanovima
3. Pažljivo masirajte kožu, ne zaboravljajući zglobove, vrhove prstiju i rubove noktiju.
4. Nakon 15 sekundi, Soft Care MED isparava, ostavljajući kožu ugodnom osjećaj svježine i mekoće.
5. Ne ispirati i ne sušiti

b) Kirurška dezinfekcija:

1. Nanesite 5 ml soft Care MED na čiste, suhe ruke i podlaktice.
2. Raširite proizvod na rukama i podlakticama.
3. Pažljivo masirajte kožu dok gel ne ispari.
4. Ponovite postupak drugi put





Soft Care MED

H5

Hidroalkoholni gel za higijenski tretman i kiruršku dezinfekciju ruku

Tehnički podaci

Izgled:	Bezbojni gel
Relativna gustoća (20°C) :	0.85
Viskozitet (25°C mPa.sec) :	100
pH :	7.0
Plamište :	24°C

Navedeni podaci su tipični za normalnu proizvodnju i ne uzimaju se kao specifikacija.

Informacije o rukovanju i skladištenju

Skladištiti u originalnom zatvorenom pakiranju daleko od izvora topline. (temperatura >6°C i < 35°C) Uputstvo o rukovanju i raspolaganju ovim proizvodom je dano u posebnom dokumentu-listi sigurnosnih podataka (MSDS). Zapaljivi proizvod.

Zakonodavstvo

Biocidni proizvod TP1 (Biocidni proizvodi namijenjeni ljudskoj higijeni).

Mikrobiološki podaci

- Baktericid prema EN13727 standardima u čistim uvjetima za 15 sekundi na 20 ° C na referentnim sojevima
- Levuricid na Candida albicans prema normi EN1276 u čistim uvjetima u 15 sekundi kontakta na 20 ° C
- Pridržava se specifikacija za kiruršku dezinfekciju ruku u skladu s kriterijima standarda EN12791
- Djelotvoran je prema normi EN1500 za higijenski tretman ruku trenjem (5 ml u 15 sekundi kontakta).
- Aktivan na norovirus i adenovirus u jednoj minuti kontakta prema uvjetima standarda EN14476.

Dostupna pakiranja

Kod	Pakiranje	Držaci
100858319	6 x 800 ml	Soft Care Line
100938824	4 x 1.3 L	IntelliCare

Ovaj dokument ima informativnu vrijednost i ni na koji način ne predstavlja pravnu osnovu. Sigurnosni list i etiketa proizvoda ostaju regulatorni referentni dokumenti.

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA BIH: Eurosan d.o.o. Bišće polje b.b. 88000 Mostar
Besplatni tel. 080 080 080 Tel. 036/ 342 - 220 Fax. 036/ 352 - 743 E-mail: info@eurosan.ba ; www.eurosan.ba